

### Que faire en cas d'artériopathie?

- **$0,9 \leq \text{IPS} < 1,3$**

Recommandation utilisation de bandages multi types à niveau de pression élevé.

- Possibilité d'utiliser bande élastique la journée.
- Bandages multi types amovibles/ kits commerciaux/ compression définitive circulaire ou rectiligne.
- **$\text{IPS} < 0,6$**

Contre indication à l'utilisation de bandages même inélastiques selon les recommandation de l'HAS.

### Que faire en cas d'artériopathie?

- **$0,7 \leq \text{IPS} < 0,9$** : Recommandation à utiliser des bandages multi types à allongement court.

- Bandages monotypes inélastiques amovibles

- Kits commerciaux Biflex Short Stretch, Rosidal Sys, COBAN2, Urgo K2 (si  $\text{IPS} \geq 0,8$ )

- Si  $\text{IPS} \geq 0,8$ , compression rectiligne classe 2 peut être mise en place la journée en relais/ vêtement Mobiderm la nuit.

- **$0,6 < \text{IPS} < 0,7$** : Recommandation à utiliser des bandages multi types à allongement court.

(Contre indication aux kits commerciaux)

- Bandages monotypes inélastiques avec une bande coton seule sous surveillance.

- Si absence de plaie, Vêtement MOBIDERM sur mesure peut être utilisé jour +/- nuit (pas de pression appliquée).